

## MEDISYSTEM PRO1

### Versión 6

### 8 Pantallas de Datos

#### Datos Personales

- \* Permite introducir la foto de cada cliente.
- \* Escribe y cambia comentarios.
- \* Actualizar cambios de datos.



#### Factores Personales

- \* Mantener información puntual sobre factores de riesgo.



## La Composición Corporal

\* Introducir Sexo, Edad, Peso y Altura.

\* Permite decimales en Peso.

MediSystemPro1 - Vrs.2.11.011

Ficha Datos Sistema Ayuda

Datos Personales **Comp. Corporal** Peso e Ingesta Otros Parámetros Fitness Informes

### Datos Antropométricos

Sexo  Edad  años

Población  Peso  kg

Compleción  Altura  cm

### BioImpedancia

1khz	10khz	25khz	50khz	75khz	100khz	150khz
569	538	491	465	442	429	410

## Un sólo Clic hace la Medición



## ¡Resultados Mostrados sólo 5 segundos!

\* Resultados salvados automáticamente en el informe.

### BioImpedancia

1khz	10khz	25khz	50khz	75khz	100khz	150khz
694	672	640	628	592	571	558

## Peso e Ingesta

\* Introduce el Peso Deseado y el programa Calcula un programa de Pérdida de Peso

The screenshot shows the 'Peso e Ingesta (kg)' window in the MediSystemPro1 software. The window title is 'MediSystemPro1 - Vrs. 2.11.011'. The menu bar includes 'Ficha', 'Datos', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main menu has tabs for 'Datos Personales', 'Comp. Corporal', 'Peso e Ingesta', 'Otros Parámetros', 'Fitness', and 'Informes'. The 'Peso e Ingesta (kg)' section contains the following fields and options:

- Peso Actual: 68.0
- Peso Normal: Calcular! (with a 'Calcular Peso Normal' button)
- P.Norm. Medio: [Empty field]
- Peso Deseado: 66
- Pérdida Total: 2.0

Below these fields are two sub-sections:

- %Grasa Corporal Deseada:** Radio buttons for 'Porcentaje Normal = 20 %' and 'Porcentaje Ideal = 15 %' (selected).
- Pérdida Semanal:** Radio buttons for 'Pérdida Semanal = -0.5 kg' (selected) and 'Pérdida Semanal = -1 kg'.

## Otros Parámetros

\* Los datos introducidos se muestran en el informe con los rangos de normalidad.

The screenshot shows the 'Otros Parámetros' window in the MediSystemPro1 software. The window title is 'MediSystemPro1 - Vrs. 2.11.011'. The menu bar includes 'Ficha', 'Datos', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main menu has tabs for 'Datos Personales', 'Comp. Corporal', 'Peso e Ingesta', 'Otros Parámetros', 'Fitness', and 'Informes'. The 'Otros Parámetros' section is divided into three main areas:

- Perímetros (cm):** Tórax (110), Muslo (68), Cintura (89), Cadera (105).
- Función Cardíaca:** Tensión Sistólica (mmhg) (120), Tensión Diastólica (mmhg) (77), Pulso (lat/min) (70).
- Bioquímico:** Colesterol Total mg%, Colesterol HDL mg%, Colesterol LDL mg%, Triglicéridos mg%, Hierro mcg%, Glucosa mg%, Urea, GOT - AST ui, GOT - ALT ui, GAMMA - GT ui, Hematocrito %, Hematies millón/ul, Leucocitos millón/ul, Hemoglobina g/dl, Ácido Úrico mg%, Creatinina mg%.

## Informes

- \* Todos los resultados calculados a la vez y mostrado en el informe.
- \* Seleccionar las páginas que quiere imprimir.

## Configuración de Informes

- \* Crear plantillas de informes Personalizados con Portada.
- \* Seleccionar los resultados y temas por imprimir.